

ООО «ПРАЙМЛАБ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Универсальный штатив для верхнеприводной мешалки PL-01 Primelab
— стойка 750 мм

Обозначение изделия: PL.SFMT.01 Версия документа: 1.00

1. Назначение

Штатив предназначен для установки и фиксации верхнеприводных лабораторных мешалок над рабочими ёмкостями. Применяется в химических, биологических, медицинских, фармацевтических, учебных и производственных лабораториях. Основание имеет шесть монтажных отверстий — по три на каждой боковой лапе — для установки дополнительных универсальных стоек Primelab, держателей и совместимой оснастки.

2. Комплектация

Опора штатива — 1 шт.; стойка 750 мм — 1 шт.; фиксатор для верхнеприводной мешалки — 1 шт. Дополнительные стойки, держатели, зажимы, крепления для датчиков, мешалка, рабочая ёмкость, вал и мешальная насадка в комплект не входят.

3. Материалы

Стойка — нержавеющая сталь AISI 304. Фиксатор — сталь Д16Т по ГОСТ 4784-97, покрыт полиэфирной порошковой краской. Опора — сталь В10 по ГОСТ 13663-86, покрыта полиэфирной порошковой краской.

4. Основные характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры, Д × Ш × В	400 × 350 × 790 мм
Длина стойки	750 мм
Диаметр стойки	25 мм
Монтажные отверстия	6 шт., по 3 на каждой боковой лапе
Масса нетто	3,5 кг

5. Эксплуатация и безопасность

Установите штатив на ровную поверхность, проверьте фиксацию стойки и мешалки, затем отрегулируйте высоту. Перед работой убедитесь в устойчивости конструкции и отсутствии контакта вала с рабочей ёмкостью. Не превышайте допустимую нагрузку и не перемещайте штатив с работающей мешалкой. Дополнительную оснастку устанавливайте только при подтверждённой совместимости.

6. Уход, хранение и гарантия

Очищайте изделие мягкой тканью с нейтральным моющим средством. Не используйте абразивы и агрессивные растворители. Храните в сухом закрытом помещении. Изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при соблюдении требований транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7. Примечание

Характеристики и внешний вид изделия могут быть изменены в ходе модернизации. Дизайн отдельных элементов может незначительно отличаться в зависимости от партии производства; технические характеристики, назначение и функциональные возможности остаются неизменными. Дополнительные стойки и оснастка, показанные на фотографиях, в базовую комплектацию не входят.

Отдел контроля качества: _____

Дата изготовления: _____

Ответственный: _____

М.П.