



Технический паспорт изделия

Песчаная баня лабораторная PL.SBL01

1. Область применения

Изделие предназначено для обеспечения равномерного нагрева ёмкостей с веществами без соприкосновения с источником нагрева. Широко используется в химических, биологических, медицинских лабораториях и позволяют обеспечить разогрев в широком температурном диапазоне. Не допускается использовать изделие без кварцевого песка, в составе песчаной бани. Данное изделие идеально совместимо с продукцией компании «ООО ПРАЙМЛАБ». Максимальный нагрев изделия до + 550°C.

2. Комплектация

Лоток для песчаной бани (без Нагревательной плитки PL-H).

3. Используемый материал

AISI 304 (Нержавеющая сталь).

4. Размеры/масса

ДхШхВ – 238х238*96 мм.;

Площадь нагревательной платформы – 220х220 мм., Глубина – 76 мм.;

Масса нетто 2,5 кг.

5. Обозначение изделия

Обозначение и дата изготовления изделия (месяц/год) см. на упаковке.

6. Условия хранения и эксплуатации

Изделие следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 70%.

Срок годности

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения и использования – 12 месяцев.

Произведено в России

Отдел контроля качества



Шашкова О.А.