



Технический паспорт изделия

Штатив для верхнеприводной мешалки PL-02

1. Область применения

Изделие предназначено для закрепление верхнеприводных мешалок. Широко используется в химических, биологических, медицинских лабораториях и позволяет обеспечить надежное крепление верхнеприводных мешалок. Данное изделие идеально совместимо с продукцией компании «ООО ПРАЙМЛАБ».

2. Комплектация

Основание штатива – 1 шт.;

Стойка (двухсоставная) – 1 шт.;

Фиксатор для верхнеприводной мешалки – 1 шт.;

Стопорное кольцо – 1 шт.

3. Используемый материал

Стойка - AISI 304 (Нержавеющая сталь);

Фиксатор для верхнеприводной мешалки - Д16Т ГОСТ 4784-97 покрыт полиэфирной порошковой краской;

Основание штатива – Ст3 ГОСТ 380-2005 покрыта полиэфирной порошковой краской.

4. Размеры/масса

ДхШхВ – 315х200х830 мм.;

Длина стойки – 810 мм.;

Диаметр стойки – 16 мм.;

Масса нетто 3,5 кг.

5. Обозначение изделия

Обозначение и дата изготовления изделия (месяц/год) см. на упаковке.

6. Условия хранения и эксплуатации

Изделие следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 70%.

Срок годности

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения и использования– 12 месяцев.

Произведено в России

Отдел контроля качества

Храменкова В.М.