

# ООО «ПРАЙМЛАБ»

www.primelab.com | Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001:2015

## ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Изделие: Стойка штатива Бунзена (для фронтальных работ)  
Универсальный паспорт (3 модификации)

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стойка штатива Бунзена предназначена для использования в составе лабораторных штативов при проведении фронтальных работ, а также для установки на магнитные мешалки. Служит основанием для крепления лабораторного оборудования: колец, лапок, зажимов и других аксессуаров с винтовым фиксатором.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Диаметр стержня	12 мм ( $\pm 0,1$ мм)
Тип резьбы (нижний торец)	Метрическая М10
Поверхность	Механическая шлифовка, гладкая
Химическая стойкость	Устойчива к воздействию большинства лабораторных реагентов, кислот и щелочей
Совместимость	Платформы штативов Primelab, магнитные мешалки Primelab

### 3. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (МОДИФИКАЦИИ)

Параметр	Вариант А	Вариант Б	Вариант В
Длина стойки	1000 мм	750 мм	500 мм
Диаметр	12 мм (единый для всех модификаций)		
Материал	Нержавеющая сталь		

\* Фактические параметры могут незначительно отличаться в пределах допусков, установленных технической документацией.

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

---

- Стойка штатива Бунзена — 1 шт. (выбранной модификации);
- Паспорт технический (настоящий документ) — 1 экз.;
- Упаковка индивидуальная — 1 шт.

#### 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

---

- Эксплуатация в лабораторных помещениях при относительной влажности до 80%;
- Хранение в сухих помещениях, защищённых от агрессивных сред;
- Перед использованием проверить целостность резьбового соединения и отсутствие механических повреждений.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

---

Гарантийный срок эксплуатации — **12 месяцев** с даты отгрузки. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или механических повреждений.

#### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

---

**ООО «ПРАЙМЛАБ»**

Адрес производства: Московская обл., г.  
Мытищи,  
Олимпийский проспект, 2Б  
Сайт: [www.primelab.com](http://www.primelab.com)

**Контакты:**

Тел.: +7 (499) 377-06-66 | 8 (800) 555-18-75  
E-mail: [support@primelab.com](mailto:support@primelab.com)  
Тендеры: [tender@primelab.com](mailto:tender@primelab.com)

**ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ**

---

Ответственное лицо:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

---

Дата выдачи:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_